# DATENBLATT WESTMED® Einhandvenenstauer




| Bestellnummer |
| --- |
| 5810042 |

## Beschreibung

Unser stark elastischer WESTMED® Einhandvenenstauer ist dank des Multifunktionsclips sehr einfach zu bedienen und garantiert ein schnelles Anbringen am Oberarm. Mit nur einer Hand kann er gespannt und geöffnet werden.

| Technische Informationen | |
| --- | --- |
| Referenznummer | HS-403 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | Der Venenstauer wird zur Blutstauung für das intravenöse Punktieren von Gefäßen zwecks Blutentnahme oder Legen eines intravenösen Zugangs eingesetzt. Darüber hinaus kann der Venenstauer im Notfall auch zur Stillung einer akuten Blutung eingesetzt werden. Dieses Produkt darf ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal angewendet werden! |
| Reinigung und Desinfektion | Bitte befolgen Sie Ihre internen Hygienevorschriften, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern. Nach der Anwendung auf der Haut eines Patienten sollte der Venenstauer mit einer 70%igen Alkohollösung (z. B. mit darin getränkten Tüchern) gereinigt und desinfiziert werden. Beachten Sie dabei die Einwirkzeiten des verwendeten Produkts. |
| Lagerungs- und Transportbedingungen | Der Venenstauer ist staub-, feuchtigkeits- und kontaminationsgeschützt zu lagern und zu transportieren. |
| Verpackungseinheit | 1 Venenstauer pro Packung<br>300 Packungen pro Karton<br>24 Kartons pro Palette |

©Fleischhacker GmbH & Co. KG · An der Silberkuhle 18 · 58239 Schwerte · T +49 (0) 2304 931 0 · info@fleischhacker.biz
WESTMED® ist eine eingetragene Wort-/Bildmarke der Fleischhacker GmbH & Co. KG

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | Das Ende der Produktlebensdauer wird normalerweise von Verschleiß und Beschädigung durch den Gebrauch bestimmt. Beschädigte Teile müssen ersetzt werden! |

| **Allgemeine Hinweise** | |
|---|---|
| Sicherheitshinweise | • Der Venenstauer ist außerhalb der Reichweite von medizinisch nicht qualifizierten Personen aufzubewahren.<br>• Kontrollieren Sie den vollständigen Venenstauer vor dem Gebrauch, um einen Defekt auszuschließen.<br>• Das Produkt ist weder nahe noch direkt am Hals anzuwenden. Eine solche Anwendung ist mit der tödlichen Gefahr der Strangulation verbunden und muss unter allen Umständen vermieden werden.<br>• Verschluss nicht unmittelbar auf einem Herzschrittmacher positionieren und keinesfalls im MRT verwenden.<br>• Vor der Erstbenutzung und nach jeder Anwendung sollte eine Reinigung durchgeführt werden, um eine Keimansiedelung bzw. Keimübertragung zu verhindern. Bei Kontamination mit Sekreten, anderen Körperflüssigkeiten oder giftigen Substanzen bitte den internen Hygienevorschriften Folge leisten und im Zweifelsfall als Sondermüll entsorgen.<br>• Eine automatische Reinigung oder Desinfizierung ist nicht möglich. Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Desinfektionshinweise.<br>• Bitte unmittelbar nach der Durchführung der medizinischen Behandlung den Verschluss schnellstmöglich durch Drücken des Multifunktionsclips öffnen. Vermeiden Sie beim Öffnen ein unkontrolliertes Aufspringen.<br>• Venenstauer bei sichtbarem Verschleiß an Band/Verschluss entsorgen. |

| **Regulatorische Informationen** | |
|---|---|
| Klassifizierung | Medizinprodukt Klasse I<br>Gemäß Anhang VIII, Verordnung (EU) 2017/745 |
| | |
| **Verpackungssymbole** | |
| MD | Medizinprodukt |
| REF | Referenznummer/Artikelnummer |
|  | Hersteller |

©Fleischhacker GmbH & Co. KG · An der Silberkuhle 18 · 58239 Schwerte · T +49 (0) 2304 931 0 · info@fleischhacker.biz
WESTMED® ist eine eingetragene Wort-/Bildmarke der Fleischhacker GmbH & Co. KG

WESTMED

| | |
|---|---|
|  | Produktionsdatum |
|  | Vertreiber |
|  | Importeur |
| EC REP | Bevollmächtigter Europa |
|  | Bedienungsanleitung beachten |
| CE | Die CE-Kennzeichnung steht für „Conformité Européenne“, was „Europäische Konformität“ bedeutet. Sie symbolisiert die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, welche die Europäische Gemeinschaft an den Hersteller stellt. |
|  | Zur Kennzeichnung eines Anwendungsteils vom Typ BF, das der Norm IEC 60601-1 entspricht. |
|  | Vor Nässe schützen |
|  | Vor Hitze schützen |



HONSUN (NANTONG) Co., Ltd
No. 8 Tongxing Road Economic & Technological Development Area,
226009 Nantong City, Jiangsu Province, P. R. China

EC REP

Shanhai International Holdin Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, Hamburg, Germany

©Fleischhacker GmbH & Co. KG · An der Silberkuhle 18 · 58239 Schwerte · T +49 (0) 2304 931 0 · info@fleischhacker.biz
WESTMED® ist eine eingetragene Wort-/Bildmarke der Fleischhacker GmbH & Co. KG