DATENBLATT WESTMED® Druckinfusionsmanschette



Bestellnummer
5810000

Beschreibung

Unsere WESTMED® Druckinfusionsmanschette dient der druckunterstützen Infusion und Transfusion. Die Manschette ist für 500 ml-Infusionslösungen ausgelegt und mit einem Präzisionsmanometer sowie Pumpball ausgestattet. Das Manometer besitzt eine Skalierung von 0 bis 300 mmHg. Der Druck lässt sich mittels Ventil am Pumpball regulieren.

Technische Informationen	
Referenznummer	HS-20GO
Größe	33 x 17 cm
Anzeigebereich	0 - 300 mmHg
Skalierung	2 mmHg
Anzeige Präzision	± 3 mmHg (Temperatur: 18 °C – 35 °C) ± 6 mmHg (Temperatur: 36 °C – 50 °C)
Luftleck	< 4 mmHg/min
Verwendungstemperatur	0 - 50 °C
Lagerungsbedingungen	-20°C bis 70°C bei einer relativen Luft Luftfeuchtigkeit von 10 - 85% (nicht kondensierend)
Transportbedingungen	Licht- und wassergeschützt
Haltbarkeit	10.000 Messungen oder 5 Jahre ab Produktionsdatum
Verpackungseinheit	1 Stück pro Packung 50 Packungen pro Umkarton 16 Umkartons pro Palette

©Fleischhacker GmbH & Co. KG · An der Silberkuhle 18 · 58239 Schwerte · T +49 (0) 2304 931 0 · info@fleischhacker.biz
WESTMED® ist eine eingetragene Wort-/Bildmarke der Fleischhacker GmbH & Co. KG

DATENBLATT WESTMED® Druckinfusionsmanschette

WESTMED

Allgemeine Informationen	
Sicherheitshinweise	• Nicht verwenden, wenn das Blutdruckmessgerät beschädigt oder verschmutzt ist • Setzen Sie die Manschetten niemals intensiver Sonneneinstrahlung aus • Berühren Sie niemals das Manschettengewebe oder Teile davon mit einem scharfen Gegenstand, da dies zu Schäden führen könnte • Lassen Sie die Manschette vor der Lagerung immer vollständig entlüften • Zerlegen Sie das Manometer unter keinen Umständen
Reinigung und Desinfektion	Entfernen Sie zuerst die Blase und wischen Sie den Klettverschluss, die Blase und die Schläuche mit einem feuchten Tuch ab. Die Manschette kann wie alle anderen Manschetten mit Seife und kaltem Wasser gewaschen werden, muss aber anschließend mit klarem Wasser abgespült und an der Luft getrocknet werden. Wischen Sie das Manometer und den Balg mit einem feuchten Tuch ab. Eine Sterilisation ist nicht erforderlich, da die Teile nicht in direkten Kontakt mit dem Körper des Patienten kommen.

Regulatorische Informationen	
Klassifizierung	Medizinprodukt Klasse I Gemäß Anhang VIII, Verordnung (EU) 2017/745

Verpackungssymbole	
MD	Medizinprodukt
REF	Referenznummer/Artikelnummer
EC REP	Bevollmächtigter Europa
CH REP	Bevollmächtigter Schweiz
	Vertreiber
	Importeur
	Hersteller
	Produktionsdatum

©Fleischhacker GmbH & Co. KG · An der Silberkuhle 18 · 58239 Schwerte · T +49 (0) 2304 931 0 · info@fleischhacker.biz
WESTMED® ist eine eingetragene Wort-/Bildmarke der Fleischhacker GmbH & Co. KG

DATENBLATT WESTMED® Druckinfusionsmanschette

WESTMED

	Bedienungsanleitung beachten
	Vor Nässe schützen
	Vor Hitze schützen
CE	Die CE-Kennzeichnung steht für „Conformité Européenne“, was „Europäische Konformität“ bedeutet. Sie symbolisiert die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, welche die Europäische Gemeinschaft an den Hersteller stellt.



HONSUN (NANTONG) Co.,
Ltd No. 8 Tongxing Road Economic & Technological
Development Area, 226009 Nantong City, Jiangsu Province, P. R. China

EC REP Shanhai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, Hamburg, Germany

CH REP MedNet SWISS GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

©Fleischhacker GmbH & Co. KG · An der Silberkuhle 18 · 58239 Schwerte · T +49 (0) 2304 931 0 · info@fleischhacker.biz
WESTMED® ist eine eingetragene Wort-/Bildmarke der Fleischhacker GmbH & Co. KG