
Produktdatenblatt

1.0 Name des Produkts	Leukoplast® elastic Fingerkuppenpflaster Leukoplast® elastic Meterware Leukoplast® elastic Fingerstrips
2.0 Produktbeschreibung	
2.1 Beschreibung	Leukoplast® elastic Fingerkuppenpflaster besteht aus einem beigen, querelastischen Viskose-Polyamid-Gewebe, das einseitig mit einem transparenten, latexfreien Klebstoff auf Synthetikkautschukbasis durchlässig beschichtet ist. Auf der beschichteten Seite der Wundauflage ist mittig ein weißes, saugfähiges Wundkissen aus Vliesstoff aufgebracht. Die Klebemasse von Leukoplast® elastic Fingerkuppenpflaster ist vollständig mit zwei weißen, einseitig silikonisierten Trennpapieren abgedeckt. Das untere Trennpapier ist mit einer Falte versehen, die vom oberen Trennpapier überlappt wird. Leukoplast® elastic Fingerkuppenpflaster sind vorgeschnitten und einzeln in Faltschachteln verpackt. Leukoplast® elastic Fingerstrips besteht aus einem beigen, querelastischen Viskose-Polyamid-Gewebe, das einseitig mit einem transparenten, latexfreien Klebstoff auf Synthetikkautschukbasis durchlässig beschichtet ist. Auf der beschichteten Seite der Wundauflagen ist mittig ein weißes, saugfähiges Wundvlies aufgebracht. Die Klebemasse von Leukoplast® elastic Fingerstrips ist vollständig mit zwei weißen, einseitig silikonisierten Trennpapieren abgedeckt. Das untere Trennpapier ist mit einer Falte versehen, die vom oberen Trennpapier überlappt wird. Die Klebemasse von Leukoplast® elastic Fingerstrips 19mm x 120mm ist vollständig mit einem Trennpapier abgedeckt, das beidseitig über das Produkt hinausragt und in der Mitte geteilt ist. Leukoplast® elastic Fingerstrips wird zu Streifen vorgeschnitten, eingepackt und in Faltschachteln verpackt. Leukoplast® elastic Meterware besteht aus einem beigen, querelastischen Viskose-Polyamid-Gewebe, das einseitig mit einem transparenten, latexfreien Klebstoff auf Synthetikkautschukbasis durchlässig beschichtet ist. Auf der beschichteten Seite der Wundauflagen ist mittig ein weißes, saugfähiges Wundvlies aufgebracht. Die Klebemasse der Leukoplast® elastic Meterware ist vollständig mit zwei weißen, einseitig silikonisierten Trennpapieren abgedeckt. Das untere Trennpapier ist mit einer Falte versehen, die vom oberen Trennpapier überlappt wird. Leukoplast® elastic Meterware wird zu Rollen gewickelt (Trennpapier außen liegend) und in Faltschachteln verpackt.

2.2 Verwendungszweck	Leukoplast® elastic, Leukoplast® elastic Meterware und Leukoplast® elastic Fingerstrips sind für den kurzfristigen Einsatz zur Abdeckung kleinerer Wunden wie Schnitt-, Riss- und Schürfwunden oder zur Abdeckung von Punktionsstellen nach Blutentnahmen oder Impfungen vorgesehen. Speziell für Gelenke und ungünstige Körperkonturen, z.B. Ellenbogen, Knie, Finger oder Handgelenke.
2.3 Gebrauchsanweisung	Nein: Gebrauchsanweisung nicht erforderlich für Produkte der Klasse I/Is/IIa.
2.4 Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung	Keine Warn- und Vorsichtshinweise für dieses Produkt.
2.5 Gegenanzeigen	Es sind keine Kontraindikationen für dieses Produkt bekannt.
2.6 Vorsichtsmaßnahmen beim Transport	Trocken, sauber und ohne direkte Sonneneinstrahlung
2.7 Dauer der Anwendung / Nutzungszeit Period of use *[MA]*	Erste-Hilfe-Verbände können je nach Zustand der Wunde und der Hautbeschaffenheit einen bis mehrere Tage lang verwendet werden.
2.8 Zusammensetzung	

Bezeichnung (einschl. Zahl in der Zeichnung)	**Beschreibung**	**% des Endprodukts**
Rückseite (1)	70% Viskose / 30% Polyamid	30
Haftschicht (2)	Synthetischer Kautschuk, latexfrei	31
Wundauflage (3)	85% Viskose 15% Polypropylen / Polyethylen	20
Abziehfolie (4)	Silikonisiertes Papier	19

2.9 Produktpalette

Größe	Farbe	Stk. Je BE	VE	REF-No.
Leukoplast® elastic Fingerkuppenpflaster				
5 x 4,4 cm	beige	50	36	7929800
Leukoplast® elastic Fingerstrips				
12 x 1,9 cm	beige	100	36	7929801
18 x 1,9 cm	beige	100	36	7929802
Leukoplast® elastic Meterware				
5 m x 4 cm	beige	1	28	7929803
5 m x 6 cm	beige	1	20	7929804
5 m x 8 cm	beige	1	16	7929805

2.10 Lagerbedingungen

Trocken, sauber und ohne direkte Sonnenbestrahlung

2.11 Dauer der Haltbarkeit / Aufbewahrungszeit

5 Jahre

2.12 Sterilisation

Nicht zutreffend.

2.13 PZN Informationen

BNR	Größe	PZN
7929800	5 x 4,4 cm	13838236
7929801	12 x 1,9 cm	13838242
7929802	18 x 1,9 cm	13838259
7929803	5 m x 4 cm	13838265
7929804	5 m x 6 cm	13838271
7929805	5 m x 8 cm	13838288

3.0 Für Essity besonders relevante chemische Stoffe

Essity hat chemische Stoffe definiert, die besonders relevant sind und spezifischen Restriktionen unterliegen. Die Liste dieser Stoffe ist über folgenden Link in Anhang A2 zu finden: www.essity.com/gss

Abweichungen werden in 3.1 Bestandteile behandelt.

3.1 Bestandteile

Rohmaterial, die in die Produktzusammensetzung einfließen

Rohmaterial	Enthalten
Naturkautschuklatex	Nein
Lanolin und Lanolinderivate	Yes
Kolophonium	Nein
Kolophonium Derivate	Nein
Bisphenol A (BPA)	Nein
Polyvinylchloride (PVC)	Nein
Methylmethacrylat	Nein
Butylacrylat	Nein
Microplastik (<5 mm)	Nein
Nanopartikel	Nein
Duftstoffe/Parfum	Nein
Antibiotika	Nein
Triclosan	Nein
Chlorhexidin	Nein
Polyhexanid	Nein

Rohmaterial für die Verpackung

Rohmaterial	Enthalten
Polyvinylchlorid (PVC)	Nein
Naturkautschuklatex	Nein
Recyceltes Material	Nein

Rohmaterialien für die Produktzusammensetzung und Verpackung können kleine Mengen der oben aufgelisteten Stoffe enthalten, die nicht in der
Liste der Inhaltsstoffe aufgeführt sind. Außerdem können sie auch geringe Mengen anderer Stoffe enthalten, die hier nicht gelistet sind. Da nicht für jede Charge eine Spurenanalyse durchgeführt wird, kann die BSN medical GmbH die Abwesenheit solcher Stoffe nicht belegen.