B BRAUN
SHARING EXPERTISE

PRODUCT DATA SHEET

Meliseptol® Wipes ultra

Alkoholfreie, viruzide Desinfektionstücher



Beschreibung Gebrauchsfertige Tücher zur Reinigung und Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten, Inventar und kleinen Flächen

Eigenschaften

- Alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher (14 x 20 cm) zur Reinigung und Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten und kleinen Flächen
- Besonders geeignet zur abschließenden Desinfektion von Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt
- Bakterizid und levurozid, viruzid (inkl. Polio-, Adeno-, Polyomaviren sowie HBV, HCV, HIV und Influenzaviren)
- gute Reinigungsleistung durch nicht fixierende Inhaltsstoffe
- Einwirkzeit: 2 Min.

Hinweise Flächen wischen, so dass sie vollständig mit der Wirkstofflösung benetzt sind. Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden. Ultraschallsonden müssen nach der Desinfektion gründlich mit Wasser (mind. Trinkwasserqualität) abgespült oder mit den Tüchern Meliseptol® Wipes sensitive nachbehandelt werden.

Article Description	Article Number
Meliseptol® Wipes ultra, Spenderdose, 100 Tücher	180014

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen | Germany
Tel. +49 5661 710
www.bbraun.com