# ES Kompressen (unsteril)

**Allgemeine Produktbeschreibung/Verwendungszweck**

ES Kompressen sind unsterile Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten, hergestellt aus 100 % Baumwolle gemäß EN 14079. Die Kompressen sind zur Verwendung auf unverletzter und verletzter Haut geeignet, um Körperflüssigkeiten (z. B. Exsudat oder Blut) aufzusaugen, oder um die Haut zu reinigen.

**Anwendung/Indikation**

ES Kompressen sind ein unsteriles Einweg-Medizinprodukt zur Anwendung beim Menschen durch Laien und medizinische Fachkräfte. Sie werden auf verletzter Haut als primärer oder sekundärer Wundverband, in Kombination mit Salben und Kompressionsmaterial, wie z.B. Binden, eingesetzt.

Unabhängig von der Zahl der Lagen können ES Kompressen ohne störende Randfäden mehrfach aufgeklappt werden, bis 4 Lagen verbleiben.

**Artikelnummern**

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe [cm] | Mulltyp | Zahl der Lagen | Stückzahl pro Papierbeutel |
|---|---|---|---|---|---|
| 401821 | ES Kompressen (unsteril) | 5 x 5 | 17 Fäden | 8 | 100 |
| 401823 | ES Kompressen (unsteril) | 7,5 x 7,5 | 17 Fäden | 8 | 100 |
| 401825 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 10 | 17 Fäden | 8 | 100 |
| 401835 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 10 | 17 Fäden | 12 | 100 |
| 401831 | ES Kompressen (unsteril) | 5 x 5 | 17 Fäden | 12 | 100 |
| 401833 | ES Kompressen (unsteril) | 7,5 x 7,5 | 17 Fäden | 12 | 100 |
| 401836 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 12,5 | 17 Fäden | 12 | 100 |
| 401837 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 20 | 17 Fäden | 12 | 100 |
| 401841 | ES Kompressen (unsteril) | 5 x 5 | 17 Fäden | 16 | 100 |
| 401843 | ES Kompressen (unsteril) | 7,5 x 7,5 | 17 Fäden | 16 | 100 |
| 401845 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 10 | 17 Fäden | 16 | 100 |
| 401846 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 12,5 | 17 Fäden | 16 | 100 |
| 407821 | ES Kompressen (unsteril) | 5 x 5 | 17 Fäden | 8 | 100 |
| 407823 | ES Kompressen (unsteril) | 7,5 x 7,5 | 17 Fäden | 8 | 100 |
| 407825 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 10 | 17 Fäden | 8 | 100 |
| 407831 | ES Kompressen (unsteril) | 5 x 5 | 17 Fäden | 12 | 100 |
| 407833 | ES Kompressen (unsteril) | 7,5 x 7,5 | 17 Fäden | 12 | 100 |
| 407835 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 10 | 17 Fäden | 12 | 100 |
| 407836 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 12,5 | 17 Fäden | 12 | 100 |
| 407837 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 20 | 17 Fäden | 12 | 100 |
| 407841 | ES Kompressen (unsteril) | 5 x 5 | 17 Fäden | 16 | 100 |
| 407843 | ES Kompressen (unsteril) | 7,5 x 7,5 | 17 Fäden | 16 | 100 |
| 407845 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 10 | 17 Fäden | 16 | 100 |
| 407846 | ES Kompressen (unsteril) | 10 x 12,5 | 17 Fäden | 16 | 100 |

# ES Kompressen (unsteril)

**Restrisiken, Gegenanzeigen und unerwünschte Nebenwirkungen, Warnhinweise**

Nicht für operative Eingriffe zu verwenden.

**Einwegprodukt**

Die Wiederverwendung von Einweg-Medizinprodukten ist gefährlich. Die Aufbereitung von Produkten für die Wiederverwendung kann ihre Integrität und Leistung schwerwiegend beeinträchtigen. Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

**Produktentsorgung**

Um mögliche Infektionsrisiken und Umweltverschmutzung zu minimieren, sind die zu entsorgenden Komponenten der ES Kompressen gemäß Entsorgungsverfahren unter Einhaltung der geltenden örtlichen Gesetze, Regelungen, Vorschriften und Infektionsschutzstandards zu entsorgen.

**Meldung von Vorkommnissen**

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit einem identischen Vorschriftsrahmen (Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte) gilt: Ist während der Anwendung des Produkts oder im Ergebnis seiner Anwendung ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten, ist dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten sowie Ihrer zuständigen Behörde zu melden.

**Leistungsmerkmale des Produkts**

| **ES Kompressen, unsteril** | |
|---|---|
| **Merkmal** | **Wert** |
| Sinkzeit | < 10 s |
| Zahl der Fäden | Kettfäden 100 ± 5/100 mm<br>Schussfäden 70 ± 4/100 mm |
| Flächengewicht | ≥ 23 g/m2 |
| Reißfestigkeit – trocken | Kettfäden ≥ 50 N/50 mm<br>Schussfäden ≥ 30 N/50 mm |
| Optische Aufheller | keine |

**Materialeigenschaften**

| **Mull** |
|---|
| 100 % chlorfrei gebleichte Baumwolle gemäß EN 14079 |

# ES Kompressen (unsteril)

**Kennzeichnung**

Chargenbezeichnung mit 9-stelligem Code
z. B.:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT | 9 | 999 | 01 | 00 | 1 |
| Erklärung Definition | [9 = 2019] Jahr | [999-000] Produktionsserie | | Nur für interne Zwecke | |

Herstellungsdatum

| | | | |
|---|---|---|---|
| z. B.: | 2019 Jahr | 04 Monat | 01 Tag |

Verfallsdatum

| | | | |
|---|---|---|---|
| z. B.: | 2024 Jahr | 04 Monat | 01 Tag |

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt

MD

Einmalige Produktkennung (Unique Device Identification, UDI)

UDI

**Stand der Information:** 2020-01-17